

HEALTHTRON

100th SPECIAL EDITION MODEL
HEF-Jz12000M



ハクジュを超えて、百寿。



ハクジュを超えて、百寿。

私たち白寿生科学研究所は

1925年の創業から 100周年を迎えました。

白寿を超えて、百寿。

人生100年時代を迎える今日

私たちは健康の先にある、笑顔あふれる未来を創り続けていきます。

— あの日、

母の健康を願う青年（創業者）が抱いた決意と想いは

この先も変わることはありません。

これからの100年、健康産業のリーディングカンパニーを目指し、

皆さまの健康生活を応援してまいります。



1928年にヘルストロンの原型となる100万ボルトの交流高圧電界装置が開発されてから、現在の名称「ヘルス（健康）トロン（電子）」として多くの方々に普及・展開されてきました。当時の想いを胸に、安全で高品質なものづくりとサービスをこれからもお客様に提供します。

皆様の健康をお祈り申し上げます。

代表取締役社長 原 浩之



白寿創業100周年を
記念した
ヘルストロン記念モデルが
誕生しました。



「白寿」の「白」から
ホワイトベージュの本革を採用。
特別な1台で、
上質な時間をお過ごしください。



100th SPECIAL EDITION MODEL
HEF-Jz12000M



洗練されたデザインと
本革の自然な表情

自由を象徴する鳥の翼をイメージしたデザインと、
本革の持つ自然な表情や長く使うほど深まっていく
艶の魅力をお楽しみいただけます。



100th SPECIAL EDITION MODEL
HEF-Jz12000M 仕様

類別	機械器具78家庭用電気治療器
一般的名称	家庭用電位治療器
分類	管理医療機器
販売名	白寿交流高圧電界保健装置 ヘルストロン HEF-Jz12000M
認証番号	302AKBZX00074A01
定格電圧	AC100V
定格消費電力	電位: 15W 加温: 25W 電位+加温+リクライニング: 90W
定格周波数	50-60Hz
定格出力電圧	上部電極: AC6000V 座部電極: AC6000V 補助電極(背部・側部左右): AC6000V
治療電圧 (電極間電位差)	3段階(低)6000V (中)9000V (高)12000V
電極数	6(マルチ電極)
導子部の耐湿性	IPX1
タイマー設定	6段階10分、20分、30分、40分、50分、60分 (休息モード: 3時間固定)
重量	椅子・高圧ユニット・上部電極: 約76kg オットマン: 約8kg 床保護マット: 約2kg
オットマン ヒーター機能	表面温度約40~50℃(周囲温度20℃の場合) タイマー設定/60分

※本機器の仕様は製品改良により予告なく変更することがあります。
※ヒーターは治療器としての温熱効果を持つ物ではありません。

HEF-Jz12000M
税込価格 1,650,000円 (税抜価格 1,500,000円)

付属品/取扱説明書、保証書、検電器、床保護マット

※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。
※ヘルストロンは当社の登録商標です。

⚠ 事前に必ず搬入経路の寸法をご確認ください。幅70cm以上が必要です。

お問い合わせ
電話 **0120-05-8910**
ホームページ **ヘルストロン** 検索 <https://www.hakuju.co.jp>

製造発売元
一般社団法人日本ホームヘルス機器協会正会員 No.A-24


H 白寿生科学研究所

本社
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-37-5



250114-B-2686

6つの電極が
安定した電界を
形成。



効果 / 頭痛・肩こり・不眠症・
慢性便秘の緩解

※ヘルストロンHEF-Jz12000Mは、「家庭用電位治療器」です。(医薬品医療機器等法上の分類)

らくらく電動リクライニング。


リラックスしたままお好みの角度へ調整可能。

快適な姿勢に合わせて
高さが選べるオットマン。

お好きな姿勢で治療でき、
ヒーター機能内蔵のため寒い日でも快適。

液晶付きのワンタッチリモコン。

電圧やタイマーなどの使用状態が
ひと目で分かるリモコンは
デザイナーの中山ダイスケ氏により
リニューアルされた特別仕様と
なっております。



※抗菌仕様

株式会社 白寿生科学研究所